

PIPAMPERON

Pipamperon in serum

Zie [synoniemen] → Dipiperon**Monstermateriaal** Stolbuis met rode dop (zonder gel)**Hoeveelheid** 1 volle buis (6 ml)**LIMS-code** PIPAB**Opmerkingen** Dalspiegel vlak voor de volgende gift afnemen.
Vijf dagen ('steady state') na starten of na een doseringswijziging kan een dalspiegel worden afgenomen.**Referentiewaarden** Therapeutisch:
100-400 µg/l

Toxisch:
>500 µg/l**Opmerking****Bewaarconditie** Diepvries (-15 tot -25 °C)**Frequentie** Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.**Uitvoerende instelling** UMC Groningen
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)**Contactpersoon** Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.**Transportcondities** Kamertemperatuur (15-25 °C)**NB****Bepalingsmethode** LC-MS/MS**Aanwijzingen voor analist****Externe kwaliteitscontrole** Bepaling valt onder ISO 15189 accreditatie**Literatuur** 1. Bepalingenwijzer UMC Groningen, geraadpleegd: 03-03-2017
2. www.vergiftigingen.info, geraadpleegd 03-03-2017

Wijzigingen

20210106 KL: uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
20190927 ML: LIMS code van PIPA naar PIPAB.
20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code.
20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving.
Externe kwaliteitscontrole gewijzigd van KKG T naar ISO.
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd.
Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017
20161010 LM: nieuwe monografie