

TRAZODON

Trazodon in plasma

Zie [synoniemen] → Trazolan**Monstermateriaal** Stolbuis met rode dop (zonder gel)**Hoeveelheid** 1 volle buis (6 ml)**LIMS-code** TRAZT**Opmerkingen** Dalspiegel afnemen vlak voor de gift.**Referentiewaarden** Therapeutisch:
0,7 - 1 mg/LToxisch:
> 4,0 mg/L**Opmerking****Bewaarconditie** Koelkast (2 - 8 °C)**Frequentie** Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.**Uitvoerende instelling** UMC Groningen
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)**Contactpersoon** Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696**Transportcondities** Kamertemperatuur (15-25 °C)**NB** Halfwaardetijd: 4 - 13 uur.
Actieve metaboliet: chloorfenylpiperazine.Methode
LC-MS/MSExterne kwaliteitscontrole
Landelijk vindt overleg plaats via uitwisseling

Literatuur

1. Bepalingenwijzer UMCG. Geraadpleegd: 08-12-2020.

Wijzigingen

20210113 KL: advisering via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt advisering via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.

20201215 KL: Materiaal gewijzigd van EDTA-plasma (paars) naar stolbloed-serum (rood). Foto buis gewijzigd. Therapeutische waarden van dal/top naar 0,7- 1 mg/L. Bewaarconditie van diepvries naar koelkast. Uitvoerende instelling van UMCU naar UMCG. Methode is van HPLC naar LC-MS/MS

20191004 ML: LIMS-code van TRAZ naar TRAZT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.

20170710 ML: LIMS-code toegevoegd.

Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast.

Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd.