

**TRANLYCYPROMINE**

Tranlycypromine in serum

<b>Zie</b>	[synoniemen] → Parnate
<b>Monstermateriaal</b>	Stolbuis met rode dop (zonder gel)
	
<b>Hoeveelheid</b>	1 volle buis (6 ml)
<b>LIMS-code</b>	TRANB
<b>Opmerkingen</b>	Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift
<b>Referentiewaarden</b>	Therapeutisch: < 150 microg/l Toxisch: > 150 microg/l
<b>Opmerking</b>	
<b>Bewaarconditie</b>	Kamertemperatuur (15-25 °C)
<b>Frequentie</b>	Dit is een verstuurd bepaling. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.
<b>Uitvoerende instelling</b>	UMC Groningen (via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)
<b>Contactpersoon</b>	Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696
<b>Transportcondities</b>	Kamertemperatuur (15-25 °C)
<b>NB</b>	Tranlycypromine wordt na orale toediening snel geabsorbeerd. De Cmax wordt na 0.5-3.5 uur bereikt. Het wordt uitgebreid gemetaboliseerd en met de urine uitgescheiden, voornamelijk in de vorm van metabolieten. De eliminatiehalfwaardetijd is ong. 2 uur (bij een intoxicatie circa 3,5 uur).
<b>Bepalingsmethode</b>	LC-MS/MS
<b>Aanwijzingen voor analist</b>	
<b>Externe kwaliteitscontrole</b>	Bepaling valt onder ISO 15189 accreditatie
<b>Literatuur</b>	1. Bepalingenwijzer UMCG, geraadpleegd: 03-03-2017 2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 03-03-2017 3. <a href="http://www.toxicologie.org">www.toxicologie.org</a> , geraadpleegd 08-02-2018.
<b>Wijzigingen</b>	20210113 KL: uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.

20191004 ML: LIMS-code van TRAN naar TRANB.  
20180327 ML: OPST vervangen door eigen LIMS-code.  
20180208 ML: Literatuur aangevuld. Referentiewaarden aangepast.  
Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd.  
20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast.  
20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving.  
Externe kwaliteitscontrole opgenomen.  
Aanpassing halfwaardetijd van ong 1,5 uur naar 0,5-3,5 uur.  
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd.  
Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017