

Tranlycypromine

Parnate

Diversen

Versie 9

Datum 21-6-2023



Afnamemateriaal

Serum



Buistype + volume + kleur

Stolbuis met rode dop

1 volle buis (6 mL)

-

-

Rood



-



Afnamecondities

Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift.



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

UMCG bepalingenwijzer

Normaal

Therapeutisch: <150 microgram/L

Toxisch

Toxisch: >150 microgram/L

Klinische betekenis

Tranlycypromine wordt na orale toediening snel geabsorbeerd. De Cmax wordt na 0,5-3,5 uur bereikt. Het wordt uitgebreid gemetaboliseerd en met de urine uitgescheiden, voornamelijk in de vorm van metabolieten. De eliminatiehalfwaardetijd is ong. 2 uur (bij een intoxicatie circa 3,5 uur).

Overige opmerkingen

-

<https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Laboratoriumgeneeskunde/Professionals/bepalingen/wijzer>

Tranlycypromine
Parnate

Diversen

Versie 9

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling
Laboratorium

 Universitair Medisch Centrum Groningen
 (via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL
LIMS-code

TRANB

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. Bepalingwijzer UMCG, geraadpleegd: 03-03-2017.
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 03-03-2017.
3. www.toxicologie.org, geraadpleegd: 08-02-2018.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M170)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

072809

Wijzigingen

- 20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.
- 20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.
- 20210113 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
- 20191004 ML: LIMS-code van TRAN naar TRANB.
- 20180327 ML: OPST vervangen door eigen LIMS-code.
- 20180208 ML: Literatuur aangevuld. Referentiewaarden aangepast. Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd.
- 20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast.
- 20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole opgenomen. Aanpassing halfwaardetijd van ong 1,5 uur naar 0,5-3,5 uur. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017.