

**DIURETICA screening**

Diuretica in urine

**Zie****Monstermateriaal**

Urine in urinebuis

**Hoeveelheid**

1 volle buis (10 ml)

**LIMS-code**

DIURT

**Opmerkingen**

Analyse kan aangevraagd worden bij vermoeden van misbruik of ter controle van compliance

**Referentiewaarden**

Positief / negatief

**Opmerking**

De diureticascreeening bevat de volgende componenten:

- Acetazolamide
- Bumetanide
- Canrenon
- Spironolacton
- Chloortalidon
- Chloorthiazide
- Furosemide
- Hydrochloorthiazide
- Indapamide
- Triamteren

**Bewaarconditie**

Koelkast (2-8°C)

**Frequentie**

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 4 weken.

**Uitvoerende instelling**

UMC Utrecht  
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

**Contactpersoon**

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

**Transportcondities**

Kamertemperatuur (15-25 °C)

**NB**

Als onderdeel van de uitslag wordt ook een creatinine spiegel vermeld. Als afkapwaarde voor creatinine in urine bij drugsonderzoek wordt een concentratie van 2 mmol/l gehanteerd.

**Bepalingsmethode**

LC-MS/MS

## **Aanwijzingen voor analist**

**Externe kwaliteitscontrole** Incidenteel KKG  
Deze bepaling is niet ISO 15189 geaccrediteerd.

**Literatuur** 1. UMCU Farmalab, geraadpleegd op 25-03-2021

## **Wijzigingen**

20210325 ML: Deze bepaling is niet ISO 15189 geaccrediteerd toegevoegd bij externe kwaliteitscontrole. Literatuur is geüpdatet.  
20210106 KL: uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.  
20200318 KL : Foto buis toegevoegd.  
20190923 ML: LIMS code van DIUR naar DIURT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.  
20170708 ML: Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. LIMS-code toegevoegd. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.  
20170331 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving.  
Externe kwaliteitscontrole toegevoegd.  
Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd.  
Literatuur: geraadpleegd: 31-03-2017