

Brivaracetam*Briviact*

Anti epileptica

Versie 3

Datum 21-6-2023

**Afnamemateriaal**

Plasma

**Buistype + volume + kleur**

EDTA-buis met paarse dop

1 volle buis (3 mL)

-

-

Paars



-

**Afnamecondities**

Dalspiegel vlak voor de volgende gift afnemen.

**Bepalingsfrequentie**

Dagelijks

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

-

Normaal

Therapeutisch: 0,20 - 2,00 mg/L

-

-

Toxisch

-

Klinische betekenis

-

Overige opmerkingen

-

Brivaracetam

Briviact

Anti epileptica

Versie 3

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg Ziekenhuisapotheek
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

OPSTP = Verzending serum KFL ('paars')

Bepalingmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

-

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M274)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

-

Wijzigingen

20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.

20230412 KL: afname volume van 4 mL naar 3 mL.