

Pipamperon*Dipiperon*

Psychofarmaca

Versie 9

Datum 21-6-2023

**Afnamemateriaal**

Serum

**Buistype + volume + kleur**

Stolbuis met rode dop

1 volle buis (6 mL)

-

-

Rood



-

**Afnamecondities**

Dalspiegel vlak voor de volgende gift afnemen.

Vijf dagen ('steady state') na starten of na een doseringswijziging kan een dalspiegel worden afgenomen.

**Bepalingsfrequentie**

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

UMCG bepalingenwijzer

<https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Laboratoriumgeneeskunde/Professionals/bepalingenwijzer>
Normaal

Therapeutisch: 100-400 microgram/L

Toxisch

Toxisch: >500 microgram/L

Klinische betekenis

-

Overige opmerkingen

-

Pipamperon
Dipiperon

Psychofarmaca

Versie 9

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling
Laboratorium

 Universitair Medisch Centrum Groningen
 (via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL
LIMS-code

PIPAB

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Diepvries (-15 tot -25 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. Bepalingenwijzer UMC Groningen, geraadpleegd: 03-03-2017.
2. www.vergiftigingen.info, geraadpleegd: 03-03-2017.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M170)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

072884

Wijzigingen

- 20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.
- 20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.
- 20210106 KL: Uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.
- 20190927 ML: LIMS code van PIPA naar PIPAB.
- 20180327 ML: Telnr ziekenhuisapotheker ETZ gewijzigd. OPST vervangen door eigen LIMS-code.
- 20170712 ML: Hoeveelheid materiaal naar 6 ml. LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
- 20170303 MdH: Aanpassingen lay-out. Tekstuele aanpassingen temperatuurbeschrijving. Externe kwaliteitscontrole gewijzigd van KKG naar ISO. Contactpersoon seinen CE en CT toegevoegd. Literatuur: geraadpleegd: 03-03-2017.
- 20161010 LM: Nieuwe monografie.