

Teriflunomide

Aubagio

Diversen

Versie 9

Datum 21-6-2023



Afnamemateriaal

Plasma



Buistype + volume + kleur

EDTA-buis met paarse dop

1 volle buis (minimaal 4 mL)

-

-

Paars



-



Afnamecondities

Voor bloedafname is een speciaal aanvraagformulier en afnamekit nodig. Bij het voornemen tot teriflunomide-bloedspiegelbepaling dient derhalve contact te worden opgenomen met het KFL om de afnamekit en het aanvraagformulier te bestellen. Daarom vindt spiegelbepaling alleen plaats na overleg tussen arts en dienstdoende apotheker.



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd en wordt eenmaal per week, op woensdag of donderdag, geanalyseerd door Eurofins. De uitslag volgt binnen 3-10 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: -

-

Normaal

Teriflunomide <0,02 mg/L.

Vanwege het hoge teratogene risico van teriflunomide worden contraceptieve maatregelen aanbevolen voorafgaand aan, tijdens en tot 2 jaar na stoppen van de behandeling met teriflunomide. Na 2 jaar dient de plasmaconcentratie van teriflunomide te worden bepaald. Als deze lager is dan 0,02 mg/L, en na ten minste 14 dagen opnieuw lager dan 0,02 mg/L, wordt geen teratogeen risico meer verwacht.

Bij zwangschapswens de procedure volgen uit paragraaf 4.6 van de SmPC-tekst van Aubagio® (zie www.cbg-meb.nl).

Het teriflunomide-programma geldt voor zowel mannen als vrouwen.

Toxisch

-

Klinische betekenis

De C_{max} wordt na 1-4 uur bereikt. De 'steady state'-plasmaconcentratie wordt na ong. 100 dagen bereikt. Voedsel heeft geen invloed op de absorptie. De biologische beschikbaarheid na orale toediening bedraagt ong. 100%. De eliminatiehalfwaardetijd is ong. 19 dagen.

Overige opmerkingen

-

Teriflunomide

Aubagio

Diversen

Versie 9

Datum 21-6-2023

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Eurofins Global Central Laboratory, Breda
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

OPSTP

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Via DHL bij kamertemperatuur (15-25 °C). Neem contact op met Eurofins: tel 076-5737373.

Bewaarconditie

Teriflunomide bloedmonsters dienen direct te worden afgedraaid. Daarom dienen bloedmonsters niet te worden afgenomen op vrijdag of in het weekend.
Het plasma is gedurende 10 dagen stabiel bij 2-8 °C.

Opmerkingen

Bij een aanvraag voor analyse teriflunomide twee afnamekits bestellen bij Eurofins (076-5737373).

DHL retour zending regelen:

- Ga naar <https://www.dhlexpress.nl/nl>
- Ga naar "handige links" (links onder op de website)
- Klik op "boek retour"
- Klik op "retour pick-up door koerier"
- Klik bij moet ik een verzendlabel aanmaken op "Nee"
- Voer "Waybill nummer" in (staat op de retoursticker die je van Eurofins krijgt) en ons eigen telefoonnummer.

Voor vragen bel DHL express 088-0552000

Contactpersoon

Analist Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ, tel. 013-221 5662

Referenties

1. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 09-06-2017.
2. SPC Aubagio, geraadpleegd: 09-06-2017.
3. Correspondentie via email: 09-06-2017.

ISO-15189 scope

ISO 17025

Scope

-

NZA code

072884

Wijzigingen

- 20230621 KL: contactpersoon aangepast naar KFL telefoonnummer.
- 20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.
- 20211018 KL: Aanwijzingen voor analist toegevoegd: DHL retour zending regelen.
- 20210916 ML: Aanwijzingen voor analist toegevoegd: bij aanvraag teriflunomide direct twee afnamekits bestellen.
- 20210106 KL: Uitvoerende instelling Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ. En contactpersoon aangepast.
- 20200318 KL: Foto buis gewijzigd.
- 20170712 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd.
- 20170609 ML: Literatuur update. Toevoeging externe kwaliteitscontrole.